

NATIONELL BIOBANK SUBAKUTA ENCEPHALOPATIER (SAE)

- 3 ml serum venöst blodprov i vanligt serumrör som centrifugeras
3 ml centrifugerad likvor i vanligt polypropylenrör (exv. Sarstedt 60.540.012 eller 62.9924.284)
- Märk rören med SAE-studien, "ort", personnummer
(Exempel; SAE-studien, Uppsala, 121212-3434)
- Skickas till:
Neurokemiska laboratoriet
SU/Möln dal
431 80 Möln dal
- Observera att dessa prover måste tas före eventuell immunomodulerande behandling (metylprednisolon, lvg, PE).
- Diktera i journal att prover är skickade till SAE biobank